


GERÄUMIGE UND PERSONALISIERBARE LAGERSYSTEME MIT TÜREN





PERFOM AK

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Die FAMI Behälterschränke sind die ideale Lösung für die Lagerung verschiedener Kleinteile und kleiner Waren, die in Geschäften, Lagern und Labors verwendet werden.

Sie bestehen aus einer Struktur aus poliertem Stahlblech und aus Verstellböden, die in veränderlicher Anzahl eingesetzt werden können, je nach der geeignetsten Anwendungslösung.


Es können Behälter aus Metall und aus Polypropylen in Größe 1 oder 2 eingesetzt werden. Diese Schränke werden in der Ausführung „ohne Tür“ oder „mit Tür“ mit Schlüsselschloss geliefert.



Die FAMI Schränke eignen sich ideal für die Aufnahme von Metall- und Polypropylenbehältern.

VERSTELLBÖDEN

Dank der bequemen und mit 25 mm-Teilung höhenverstellbaren Böden kann die Schrankeinteilung mit einer je nach Bedarf veränderlichen Menge erfolgen.



BEHÄLTER

Die Polypropylenbehälter von FAMI wurden so konzipiert, dass sie für die zahlreichen Lagerungs- und Beförderungsbedürfnisse der Materialien eine rationelle Lösung bieten.

Wenn die Behälter der Gr. 1 im Schrankinnern eingesetzt werden, wird der Verstellboden mit einem Feststeller ergänzt, der ein zu tiefes Einschieben des Behälters verhindert.



GR. 1

Abm. 160/140x95x75 mm H



GR. 2

Abm. 230/200x140x130 mm H

SICHERHEIT

Die FAMI Behälterschranke müssen aus Sicherheitsgründen mit den serienmäßig mitgelieferten Befestigungsbügeln aus verzinktem Stahlblech am Boden oder an der Wand befestigt werden.



PERFOM F AK

H 2000 mm



• ART. F AK 2080 52 04

H 1000 mm



• ART. F AK 2040 52 04

H 1655 mm



• ART. F AK 1066 54 04

Farbauswahl
STAHL



GRAU
RAL 7000
.01



GRÜN
RAL 6011
.02



BLAU
RAL 5012
.04



GRAU
RAL 7035
.08



PRACTIBOX SIEHE S. 1271



BEHÄLTER SIEHE S. 1075



KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK AB S. 1268

- DIE TRAGKRAFT DER OBEREN PLATTE BETRÄGT 50 kg

ZEICHENERKLÄRUNG



TRAGKRAFT
DES
SCHRANKES



VERSCHLUSS
DES
SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE



ART.				
F AK 2040 51 04		450	-	

8 Verstellböden ART. F AK 9020 01 99 - Tragkraft 50 kg
9 Feststeller für Behälter
54 blaue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001 A 00 51 04



ART.				
F AK 2040 52 04		450	-	

6 Verstellböden ART. F AK 9020 01 99 - Tragkraft 50 kg
4 Feststeller für Behälter
24 blaue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001 A 00 51 04
12 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002 A 00 51 01



ART.				
F AK 1040 51 04		450	key	

8 Verstellböden ART. F AK 9020 01 99 - Tragkraft 50 kg
9 Feststeller für Behälter
54 blaue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001 A 00 51 04



ART.				
F AK 2040 53 04		450	-	

5 Verstellböden ART. F AK 9020 01 99 - Tragkraft 50 kg
24 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002 A 00 51 01



ART.				
F AK 1040 53 04		450	key	

5 Verstellböden ART. F AK 9020 01 99 - Tragkraft 50 kg
24 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002 A 00 51 01



ART.				
F AK 1040 52 04		450	key	

6 Verstellböden ART. F AK 9020 01 99 - Tragkraft 50 kg
4 Feststeller für Behälter
24 blaue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001 A 00 51 04
12 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002 A 00 51 01

PERFOM F AK



H 1655 mm



ART.



kg



F AK 2066 54 04

500

-

12 Verstellböden ART. F AK 9020 01 99 - Tragkraft 50 kg
7 Feststeller für Behälter

42 blaue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001 A 00 51 04
24 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002 A 00 51 01

H 1655 mm



ART.



kg



● F AK 1066 54 04

500

key

12 Verstellböden ART. F AK 9020 01 99 - Tragkraft 50 kg
7 Feststeller für Behälter

42 blaue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001 A 00 51 04
24 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002 A 00 51 01

H 2000 mm



ART.		kg	
F AK 1080 52 04		500	key

15 Verstellböden ART. F AK 9020 01 99 - Tragkraft 50 kg
 9 Feststeller für Behälter
 54 blaue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001 A 00 51 04
 28 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002 A 00 51 01

H 2000 mm



ART.		kg	
F AK 2080 52 04		500	-

15 Verstellböden Tiefe 235 mm - Tragkraft 50 kg
 9 Feststeller für Behälter
 54 blaue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001 A 00 51 04
 28 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002 A 00 51 01

H 1655 mm



ART.		kg	
F AK 1066 63 04		500	key

Schrank bestehend aus:
 1 Practibox-Gestell Höhe 1500 mm Art. FP PR F150 000 00 01
 2 Art. FP PR 9077 000 00 01
 4 Art. FP PR 6112 000 00 01
 3 Art. FP PR 5164 000 00 01
 1 Art. FP PR 4206 000 00 01
 1 Art. FP PR 3240 000 00 01

H 2000 mm



ART.		kg	
F AK 1080 58 04		450	key

Schrank bestehend aus:
 1 Practibox-Gestell Höhe 1750 mm Art. FP PR F175 000 00 01
 1 Art. FP PR 9077 000 00 01
 6 Art. FP PR 6112 000 00 01
 2 Art. FP PR 5164 000 00 01
 2 Art. FP PR 4206 000 00 01
 1 Art. FP PR 3240 000 00 01

KONFIGURIEREN SIE IHREN SCHRANK

Farbauswahl
STAHL



RAL 7000
.01



RAL 6011
.02



RAL 5012
.04



RAL 7035
.08

H 1000 mm



ART.			
F AK 2040 00 04		450	-

Leerer Schrank
Innenabmessungen mm 650x235x885 H

H 1000 mm



ART.			
F AK 1040 00 04		450	key

Leerer Schrank mit zwei Flügeltüren
Innenabmessungen mm 650x235x885 H

H 1655 mm



ART.			
F AK 2066 00 04		500	-

Leerer Schrank
Innenabmessungen mm 650x235x1535 H

H 1655 mm



ART.			
F AK 1066 00 04		500	key

Leerer Schrank mit zwei Flügeltüren
Innenabmessungen mm 650x235x1535 H

H 2000 mm



ART.			
F AK 2080 00 04		500	-

Leerer Schrank
Innenabmessungen mm 650x235x1885 H

H 2000 mm



ART.			
F AK 1080 00 04		500	key

Leerer Schrank mit zwei Flügeltüren
Innenabmessungen mm 650x235x1885 H



VERSTELLBODEN TIEFE 235 mm



ART.	Abm. mm	kg	Anz. Verstärkungen
F AK 9020 01 99	675x235x17 H	50	-

Komplett mit 4 Haken.
Geeignet für Behälter COMPAT:



Gr. 1
Gr. 2

 **BEHÄLTER
SIEHE S.
1074 (COMPAT)**



Wenn Behälter der Gr. 1 eingesetzt werden, ist der Feststeller auf dem Verstellboden erforderlich.



FESTSTELLER FÜR BEHÄLTER GR. 1

ART.
F AK 9040 00 99

B

EFESTIGUNG


SET FÜR DIE BODENBEFESTIGUNG



ART. F AG 9204 00 99

2 Spreizdübel „HILTI“, geeignet für Böden aus ungerissenem Beton einer höheren oder gleichen Klasse wie C20/25
Empfohlene Dübelzugkraft: 2,9 KN
Dübeldurchmesser: Ø 6 mm

DIE SCHRÄNKE MÜSSEN IMMER AM BODEN ODER AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN.




PRACTIBOX-GESTELL

ART.	Abm. mm	
FP PR F150 000 00 01	600x41x1500 H	

GEEIGNET FÜR SCHRÄNKE F AK 1066/2066

**BEFESTIGUNGSKIT
FÜR PRACTIBOX-GESTELL**
Art. F VT 0105 00 00




PRACTIBOX-GESTELL

ART.	Abm. mm	
FP PR F175 000 00 01	600x41x1750 H	

GEEIGNET FÜR SCHRÄNKE F AK 1080/2080

**BEFESTIGUNGSKIT
FÜR PRACTIBOX-GESTELL**
Art. F VT 0105 00 00






ART.

FP PR 9077 000 00 01

Abm. mm 600x69x77 H

Schubladenschrank mit 9 Schubladen



ART.


FP PR 6112 000 00 01

Abm. mm 600x98x112 H

Schubladenschrank mit 6 Schubladen



Übereinanderstellen
und Einsetzen der
PRACTIBOX-
Behälter in das
Gestell.




ART.

FP PR 5164 000 00 01

Abm. mm 600x141x164 H

Schubladenschrank mit 5 Schubladen




ART.

FP PR 4206 000 00 01

Abm. mm 600x174x206 H

Schubladenschrank mit 4 Schubladen



ART.

FP PR 3240 000 00 01

Abm. mm 600x209x240 H

Schubladenschrank mit 3 Schubladen

